

Phonak Tao Q

Q15, Q10

Ghid de utilizare



PHONAK
life is on

Cuprins

1. Bine ați venit	5
2. Informații importante referitoare la siguranță	6
Vă rugăm să citiți informațiile de la paginile următoare înainte de a utiliza aparatul auditiv.	6
Avertizări referitoare la pericole	6
Informații referitoare la siguranță produsului	9
3. Descrierea aparatului auditiv	12
4. Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea aparatului auditiv	15
Pasul 1. Familiarizarea cu aparatul auditiv	15
Pasul 2. Pregătirea bateriei	18
Pasul 3. Introducerea bateriei	18
Pasul 4. Pornirea aparatului auditiv	19
Pasul 5. Introducerea aparatului auditiv	20
Pasul 6. Reglarea controlului de volum din ureche	22
Pasul 7. Selectarea programului auditiv de la butonul din ureche	23

Pasul 8. Scoaterea aparatului auditiv	24
Pasul 9. Oprirea aparatului auditiv	26
Pasul 10. Înlocuirea bateriei	26
5. Îngrijirea și întreținerea	27
6. Depanarea	30
7. Descrierea accesoriilor wireless	32
8. Service și garanție	34
9. Informații referitoare la conformitate	36
10. Informații despre simboluri și explicarea acestora	37

Acest ghid de utilizare este valabil pentru:

Modele non-wireless	Marcaj CE aplicat
Phonak Tao Q15-10 NW O	2013
Phonak Tao Q15-312 NW	2013
Phonak Tao Q15-13 NW	2013
Phonak Tao Q10-10 NW O	2013
Phonak Tao Q10-312 NW O	2013
Phonak Tao Q10-13 NW	2013

1. Bine ați venit

Noul dumneavoastră aparat auditiv este un produs de calitate elvețiană premium. A fost dezvoltat de Phonak, una din companiile de vârf la nivel mondial în domeniul tehnologiei auditive. Acest aparat auditiv oferă cea mai modernă tehnologie auditivă digitală existentă pe piață la momentul actual.

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare pentru a putea beneficia de toate posibilitățile pe care le oferă noul dumneavoastră aparat auditiv. Dacă veți utiliza și îngriji aparatul în mod corespunzător, veți putea beneficia de acesta mulți ani de acum înainte.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să consultați tehnicianul acustician audioprotezist

Phonak – life is on

www.phonak.com




2. Informații importante referitoare la siguranță

Vă rugăm să citiți informațiile de la paginile următoare înainte de a utiliza aparatul auditiv.

Un aparat auditiv nu poate asigura refacerea auzului și nu poate preveni sau îmbunătăți o deficiență de auz de natură organică. Utilizarea inconsecventă a unui aparat auditiv nu permite utilizatorului să beneficieze la maximum de avantajele acestui aparat. Utilizarea unui aparat auditiv este doar o componentă a abilității auditive, putând fi necesară completarea cu o instruire auditivă și pregătire în citire labială.

2.1 Avertizări referitoare la pericole

 Scopul utilizării aparatelor auditive este amplificarea și transmiterea sunetului către urechi, compensând în acest mod problemele de auz. Aparatul auditiv (programat special pentru fiecare tip de pierdere a auzului) trebuie utilizat numai de persoana căreia îi este destinat. Nu trebuie folosit de nicio altă persoană, deoarece i-ar putea fi afectat auzul.

-
- ⚠ Schimbările sau modificările aduse aparatului auditiv care nu au fost aprobate în mod explicit de Phonak nu sunt acceptate. Astfel de modificări vă pot afecta auzul sau aparatul auditiv.
 - ⚠ Nu utilizați aparatul auditiv în zone cu risc de explozie (mines or industrial areas with danger of explosions, oxygen rich environments or areas where flammable anesthetics are handled).
 - ⚠ Bateriile aparatului auditiv sunt toxice dacă sunt înghițite! Nu le lăsați la îndemâna copiilor, a persoanelor cu incapacitate mentală sau animalelor de casă. Dacă bateriile sunt înghițite, consultați imediat medicul!
 - ⚠ Dacă simțiți durere în ureche sau în spatele urechii, dacă urechea s-a inflammat, dacă pielea se irită sau există acumulări accelerate de cerumen, vă rugăm să consultați tehnicianul acustician audioprotezist sau medicul dumneavoastră.
 - ⚠ Programele auditive din modul microfon direcțional reduc zgomotele de fond. Vă informăm că semnalele de avertizare sau zgomotele din fundal, de ex. mașini, sunt suprimate parțial sau în întregime.

2. Informații importante referitoare la siguranță

- ⚠️ Aparatul auditiv conține piese de mici dimensiuni care pot provoca sufocarea, dacă sunt înghițite de copii. Nu le lăsați la îndemâna copiilor, a persoanelor cu incapacitate mentală sau animalelor de casă. Dacă sunt înghițite, apălați imediat la un medic sau mergeți de urgență la spital.

- ⚠️ Dispozitivele externe se pot conecta doar dacă au fost testate conform standardelor IECXXXXX. Pentru a evita șocurile electrice, folosiți numai accesorii aprobate de Phonak AG.

- ⚠️ Următoarele se aplică doar persoanelor cu dispozitive medicale implantabile active (stimulatoare, defibrilatoare etc.):
 - Țineți magnetii (instrumentul de manevrare abateriei, magnetul EasyPhone etc.) la o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) de implantul activ.

2.2 Informații referitoare la siguranță produsului

- ① Nu introduceți niciodată aparatul auditiv în apă! Protejați-l împotriva umezelii excesive. Întotdeauna scoateți aparatul auditiv înainte de a face duș, baie sau înainte de a înota, deoarece aceste aparate conțin componente electronice sensibile.
- ① Protejați aparatul auditiv împotriva căldurii (nu-l lăsați niciodată lângă fereastră sau în mașină.) Nu utilizați niciodată cuptorul cu microunde sau alte dispozitive de încălzire pentru a usca aparatul auditiv. Pentru a afla metodele de uscare corespunzătoare, consultați tehnicianul acustician audioprotezist.
- ① Când nu utilizați aparatul auditiv, lăsați deschis compartimentul de baterie astfel încât umezeala să se poată evapora. Întotdeauna, după utilizare, trebuie să uscați complet aparatul auditiv. Depozitați aparatul auditiv la loc sigur, uscat și curat.
- ① Nu lăsați să cadă aparatul auditiv! Căderea pe o suprafață dură poate defecta aparatul.

2. Informații importante referitoare la siguranță

- ① Utilizați întotdeauna baterii noi pentru aparatul dumneavoastră auditiv. În cazul în care o baterie prezintă scurgeri, înlocuiți-o imediat cu una nouă pentru a evita iritarea pielii. Puteți preda bateriile uzate tehnicianului acustician audioprotezist.
- ① Bateriile folosite la aceste aparate aditive nu pot să depășească 1.5 volți. Vă rugăm să nu folosiți baterii reîncărcabile argint-zinc sau litiu-ion deoarece ele pot să dăuneze serios aparatele dumneavoastră auditive. La capitolul 3, în tabel, este arătat exact ce fel de baterii sunt necesare pentru acest model de aparate auditive.
- ① Scoateți bateria dacă nu utilizați aparatul auditiv o perioadă îndelungată.
- ① Examinările medicale sau dentare, inclusiv radiațiile descrise mai jos, pot afecta funcționarea corectă a aparatului dumneavoastră auditiv. Îndepărtați-l și a aparatului dumneavoastră auditiv. Îndepărtați-l și lăsați-l în afara camerei/zonei de examinare înainte de:

-
- Examinare medicală sau dentară cu raze X (de asemenea, scanare CT)
 - Examinări medicale cu scanări MRI/NMRI, generatoare de câmpuri magnetice

Aparatele auditive nu trebuie îndepărtate când treceți prin terminalele de securitate (aeroporturi etc.). Dacă sunt utilizate raze X, acestea vor fi în doze foarte mici și nu vor afecta aparatele dumneavoastră auditive.

- ① Nu utilizați aparatul auditiv în zone unde echipamentele electronice sunt interzise.

3. Descrierea aparatului auditiv

Următoarele instrucțiuni de utilizare descriu diferite modele de aparate auditive. Consultați ilustrațiile prezentate pentru identificarea aparatului auditiv pe care îl folosiți.


De reținut: este posibil ca funcțiile specifice descrise în următoarele pagini să nu facă parte din echiparea modelului dumneavoastră, deoarece anumite caracteristici ale modelelor sunt opționale.

Tabelul de mai jos arată de ce baterie aveți nevoie pentru modelul dumneavoastră de aparat auditiv.

Model	Dimensiune baterie zinc aer (marcaj pe ambalaj)	IEC cod	ANSI cod
Q-10	10A (galben)	PR70	7005ZD
Q-312	312 (maro)	PR41	7002ZD
Q-13	13 (portocaliu)	PR48	7000ZD

Vă rugăm să vă asigurați că folosiți bateriile potrivite pentru aparatele auditive dvs. (zinc-aer). Vă rugăm să luați la cunoștință cu informațiile mai detaliate cu privire la siguranța produselor din capitolul 2.2.

Modele Tao Q-10




- ① Cască realizată la comandă
- ② Receptor (ieșire sunet) și sistem de protecție anticerumen
- ③ Compartiment de baterie cu buton PORNIRE/OPRIRE
- ④ Buton programe (opțional)*
- ⑤ Intrare microfon protejată
- ⑥ Fir de extragere
- ⑦ Indicator dreapta sau stânga (dreapta = roșu, stânga = albastru)
- ⑧ Orificiu

*Un control de volum este de asemenea opțional; prezentat la pagina 14.

3. Descrierea aparatului auditiv

Modele Tao Q-312 și Q-13



- ① Cască realizată la comandă
- ② Receptor (ieșire sunet) și sistem de protecție anticerumen
- ③ Compartiment de baterie cu buton PORNIRE/OPRIRE
- ④ Intrări microfon protejate admisie
- ⑤ Buton programe (opțional)
- ⑥ Indicator dreapta sau stânga
(dreapta = roșu, stânga = albastru)
- ⑦ Control volum (opțional)
- ⑧ Orificiu

4. Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea aparatului auditiv

Următorul capitol oferă instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea aparatului auditiv. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acești pași. În ilustrații, componentele care au o importanță deosebită pentru fiecare etapă sunt marcate cu verde.

Pasul 1. Familiarizarea cu aparatul auditiv


Luați aparatul auditiv în mână și verificați butoanele, dacă există. Procedând astfel, vă va fi mai ușor să simțiți și să utilizați butoanele atunci când veți purta aparatul auditiv.

4. Utilizarea aparatului auditiv

Pentru reglarea volumului, rotiți controlul de volum (Fig. 1a).

Urechea stângă


Volum crescut



Volum redus

Urechea dreaptă

Volum crescut



Volum redus

Fig. 1a

Sensul de rotire a controlului de volum când purtați aparatul în ureche este indicat la Pasul 6 al acestei secțiuni.

Pentru schimbarea unui program auditiv (opțional), apăsați butonul (*Fig. 1b*).




Fig. 1b

4. Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 2. Pregătirea bateriei

Îndepărtați folia de protecție de pe noua baterie (Fig. 2). Pentru activarea bateriei, așteptați două minute înainte de introducerea acesteia.




Fig. 2

Pasul 3. Introducerea bateriei

Țineți aparatul auditiv în mână (Fig. 3a) și deschideți compartimentul de baterie. Introduceți bateria astfel încât să puteți vedea simbolul + de pe baterie (Fig. 3b).




Fig. 3a



Fig. 3b

Pasul 4. Pornirea aparatului auditiv

Porniți aparatul auditiv închizând compartimentul de baterie (Fig. 4).



Fig. 4

- ① Deschideți și închideți compartimentul de baterie ușor și cu atenție.
- ① Dacă simțiți rezistență când închideți compartimentul de baterie, verificați dacă bateria este introdusă corect și în poziția adecvată. Dacă bateria este introdusă incorect, aparatul auditiv nu va funcționa, iar compartimentul de baterie se poate deteriora.

Acum aparatul auditiv este pornit. Poate dura câteva secunde pentru ca aparatul să înceapă să funcționeze. (Când purtați aparatul auditiv, veți auzi un semnal acustic).

4. Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 5. Introducerea aparatului auditiv

Acest pas vă indică modalitatea corectă de introducere a aparatului auditiv în ureche.

- ❶ Fiecare aparat auditiv este programat individual, pentru urechea stângă și pentru urechea dreaptă. Mai întâi identificați aparatul pentru urechea dreaptă și pentru cea stângă, astfel încât să introduceți dispozitivele în mod corespunzător.

Pasul 5.1 Identificarea aparatului auditiv pentru urechea dreaptă și urechea stângă

Marcajul color se află pe cască (textul este scris cu roșu sau albastru, sau casca este roșie sau albastră):

dreapta = roșu
stânga = albastru



Fig. 5a

Pasul 5.2 Introducerea aparatului auditiv (toate modelele)

Cu mâna dreaptă, țineți aparatul auditiv pentru urechea dreaptă (marcat cu roșu, vezi pasul 5.1) între degetul mare și arătător (*Fig. 5b*). La modelele Tao Q-10, firul de extragere trebuie să fie spre baza urechii.

Introduceți vârful aparatului auditiv în conductul auditiv (vezi partea încercuită cu verde din *Fig. 5b*). Trageți ușor de lobul urechii și împingeți aparatul auditiv în poziția corectă. Asigurați-vă că s-a fixat ferm. La început, utilizați o oglindă pentru verificare.




Fig. 5b

4. Utilizarea aparatului auditiv

Ați reușit să introduceți aparatul auditiv în urechea dreaptă. Acum introduceți aparatul auditiv pentru urechea stângă în mod similar (marcat cu albastru, vezi pasul 5.1)

Pasul 6. Reglarea controlului de volum din ureche

Pentru a crește volumul (acțiune posibilă doar la modelele cu control de volum opțional), rotiți controlul de volum înainte. Pentru a reduce volumul, rotiți controlul de volum înapoi, cu degetul arătător (*Fig. 6a*).




Fig. 6a

Pasul 7. Selectarea programului auditiv de la butonul din ureche

Pentru schimbarea programului auditiv (acțiune posibilă doar la modelele cu buton opțional pentru selectare programe), apăsați butonul indicat (*Fig. 7*).




Fig. 7

Dacă îl apăsați din nou, acesta comută la programul următor. Schimbarea programului este indicată printr-un semnal.

Tonul de semnal poate fi auzit cu ușurință doar dacă ați pornit aparatul auditiv și dacă îl purtați corect în ureche.

4. Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 8. Scoaterea aparatului auditiv

Următorii pași descriu modalitatea extragerii cu ușurință a aparatului auditiv, cu sau fără fir de extragere.

Pasul 8.1 Scoaterea aparatului auditiv cu fir de extragere

Țineți firul de extragere între degetul mare și degetul arătător și trageți ușor în sus aparatul auditiv și apoi extrageți-l din ureche (*Fig. 8a*).




Fig. 8a

Pasul 8.2 Scoaterea aparatului auditiv fără un fir de extragere




Fig. 8b

Puneți degetul mare în spatele lobului urechii (chiar în spatele cartilajului dur, Fig. 8b) și apăsați ușor urechea în sus pentru a scoate aparatul auditiv din conduct. Vă puteți ajuta, mișcând falca exact ca atunci când mestecați ceva.

Prindeți partea proeminentă a aparatului auditiv și scoateți-l din ureche (Fig. 8c).




Fig. 8c

4. Utilizarea aparatului auditiv

Pasul 9. Oprirea aparatului auditiv

Puteți opri aparatul auditiv deschizând compartimentul de baterie(*Fig. 9*).



Fig. 9

Pasul 10. Înlocuirea bateriei

Aparatul auditiv va indica un semnal sonor dublu, care indică necesitatea schimbării bateriei. De regulă, aveți la dispoziție până la 30 de minute pentru schimbarea bateriei, totuși, intervalul de timp poate diferi și ar putea fi considerabil mai scurt. Vă recomandăm să aveți mereu la îndemână o baterie de rezervă.

5. Îngrijirea și întreținerea

Îngrijirea frecventă și atentă a aparatului auditiv contribuie la asigurarea unor performanțe remarcabile și a unei durate de viață îndelungate.

Vă rugăm să utilizați specificațiile de mai jos ca instrucțiuni:

Informații generaleÎnainte să utilizați sprayuri pentru păr sau produse cosmetice, trebuie să scoateți aparatul auditiv din ureche, deoarece aceste produse îl pot deteriora.

5. Îngrijirea și întreținerea

Zilnic

Se recomandă curățarea și utilizarea unui sistem de uscare a aparatului. „Linia C&C” de la Phonak este un set complet de produse de curățare. Tehnicianul acustician audioprotezist vă va consilia cu plăcere. La curățarea aparatelor auditive, nu utilizați niciodată produse de curățare menajere (detergent, săpun etc.). Dacă aparatul dumneavoastră funcționează mai slab sau nu funcționează deloc, curățați sau înlocuiți sistemul de protecție anticерumen. Dacă aparatul nu funcționează nici după ce ați curățat sau înlocuit sistemul de protecție anticерumen în mod corespunzător și ați introdus noile baterii, contactați tehnicianul acustician audioprotezist pentru consiliere.


Săptămânal

Pentru instrucțiuni de întreținere detaliate sau pentru cu o curățare mai complexă, vă rugăm să contactați tehnicianul acustician audioprotezist.

Protecția anticerumen

SmartGuard este un sistem unic de protecție anticerumen dezvoltat de Phonak. Designul unic al membranei protejează complet aparat auditiv împotriva cerumenului și umezelii.

SmartGuard



Ca sistem de protecție alternativ, mai sunt folosite și protecțiile anticerumen Cerustop. Tehnicianul acustician audioprotezist vă poate oferi informații detaliate despre utilizarea sistemului de protecție anticerumen la aparatul dumneavoastră auditiv. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați tehnicianul acustician audioprotezist.

6. Depanarea

Aparatul auditiv se aude slab/nu se aude deloc

Curățați sau înlocuiți sistemul de protecție anticerumen. Verificați dacă bateria este introdusă corect și fixată corespunzător; dacă este necesar, reglați poziția bateriei. Dacă nu constatați nicio îmbunătățire, atunci înlocuiți bateria. Dacă problema persistă, contactați tehnicianul acustician audioprotezist.

Bateria se descarcă prea repede

Introduceți o nouă baterie și rețineți cât timp este utilizată până la descărcare. Contactați tehnicianul acustician audioprotezist având această informație, iar tehnicianul vă va putea ajuta și consilia.

Zgomote – pârâituri sau bâzâituri

Verificați dacă există urme de cerumen. Apoi încercați cu o baterie nouă. Dacă problema persistă, contactați tehnicianul acustician audioprotezist.

Fluierat

Verificați dacă aparatul auditiv este fixat corect și ferm. Dacă totul este în regulă, însă problema persistă, consultați tehnicianul acustician audioprotezist.

Ureche dureroasă sau inflamată

Scoateți aparatul auditiv și consultați tehnicianul acustician audioprotezist. Dacă problema este gravă, contactați medicul.

7. Descrierea accesoriilor wireless


Phonak oferă o gamă de accesorii wireless care disponibile numai pentru modelele cu buclă inductivă Tao Q15 extind capabilitățile aparatelor auditive în situații specifice, precum vizionarea televizorului, vorbitul la telefon și comunicarea la distanță într-un mediu zgomotos.

Comunicarea la distanță în medii zgomotoase

Accesoriile Roger/FM ajută la comunicarea la distanță în medii zgomotoase prin transmiterea wireless a vocii vorbitorului direct spre aparatul dumneavoastră auditiv. Accesoriile Roger/FM includ atât un microfon, cât și un receptor. Unele microfoane Roger/FM suportă și intrare de la surse audio prin Bluetooth® sau cablu.

Microfon: purtat sau așezat în apropierea difuzorului sau conectat la sursa audio, transmite direct sunetul către receptorul dumneavoastră fără zgomote de fond perturbatoare.

Receptor: atașat la aparatul dumneavoastră auditiv și purtat în spatele urechii sau pe corp, cu o buclă în jurul gâtului.



Opțiune pentru receptor purtat pe corp

*Unele microfoane Roger/FM acceptă și intrare de la surse audio prin Bluetooth® sau cablu.

8. Service și garanție

8.1 Garanția locală

Vă rugăm să solicitați tehnicianului acustician audioprotezist de la care ați cumpărat aparatul auditiv, termenii de garanție locale.

8.2 Garanția internațională

Phonak vă oferă un an de garanție internațională limitată, care devine valabilă la data achiziției. Această garanție limitată acoperă defectele de fabricație și de material din aparatul auditiv, dar nu și ale accesoriilor, cum ar fi bateriile, tuburile, olivele, receptoarele externe. Garanția este valabilă numai dacă este prezentată dovada achiziției produsului.

Garanția internațională nu afectează niciun drept legal de care ați putea beneficia sub legislația națională aplicabilă, referitoare la vânzarea bunurilor de consum.

8.3 Limita garanției

Această garanție nu acoperă deteriorarea rezultată din manipularea sau îngrijirea necorespunzătoare, expunerea la substanțe chimice sau forțarea inutilă. Deteriorarea cauzată de către o terță parte sau de către centre service neautorizate face garanția nulă și neavenită. Această garanție nu include niciun serviciu efectuat de un tehnician acustician audioprotezist în cabinetul său.

Seria (pe partea stângă): Tehnician acustician
audioprotezist
(ștampila/ semnătura):

Seria (pe partea dreaptă):

Data achiziției:

9. Informații referitoare la conformitate

Europe:

Declarație de conformitate

Prin prezenta Phonak AG declară că produsele de la pagina 2 corespund cerințelor Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale. Textul complet al declarației de conformitate poate să fie găsit la producător sau la reprezentantul local al Phonak.



Australia/Noua Zeelandă:



Demonstrează conformitatea unui aparat cu dispozițiile de reglementare aplicabile privind Gestionarea spectrului de frecvențe (RSM) și cu cele ale Autorității australiene pentru comunicare și mass-media (ASMA) privind comercializarea legală pe teritoriul Noii Zeelande și al Australiei.

10. Informații despre simboluri și explicarea acestora



Prin simbolul CE, Phonak AG confirmă că acest produs Phonak – inclusiv accesoriile – îndeplinește cerințele Directivei 93/42/CEE pentru Dispozitive Medicale. Numerele care urmează simbolul CE corespund codului instituțiilor certificate consultate în cadrul directivelor mai sus menționate.



Acest simbol arată că produsele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare respectă cerințele pentru o componentă a aplicației de Tip B a NE 60601-1. Suprafața aparatului auditiv este specificată drept componentă a aplicației de Tip B.



Indică producătorul dispozitivului medical, după cum este specificat la Directiva 93/42/CEE a Consiliului UE.

10. Informații despre simboluri și explicarea acestora



În timpul transportului menține uscate



Acest simbol arată că este important pentru utilizator să citească și să ia în considerare informațiile relevante din aceste ghiduri de utilizare.



Acest simbol arată că este important pentru utilizator să fie atent la notele de avertizare relevante din aceste ghiduri de utilizare.



Informații importante pentru manevrarea și siguranța produsului.

**Condiții
de operare**

Produsul este proiectat să funcționeze fără probleme sau restricții în scopul prevăzut, dacă aceste ghiduri de utilizare nu specifică altfel.



Temperatură: între -20° și $+60^{\circ}$ Celsius
(între -4° și $+140^{\circ}$ Fahrenheit)



Umiditate la transport: Până la 90%
(fără condens) Umiditate la depozitare:
0% până 70%, dacă nu este în uz. Vezi
instrucțiunea de la capitolul 2.2 referitoare
la uscarea aparatului auditiv după utilizare.



Presiune atmosferică:
între 200 hPa și 1500 hPa



Simbolul cu pubela și semnul interzis are rolul de a vă atrage atenția că acest aparat auditiv nu poate fi eliminat ca orice deșeu menajer obișnuit. Vă rugăm să eliminați aparatele auditive vechi sau neutilizate în locațiile prevăzute special pentru eliminarea deșeurilor electronice sau să predați aparatul auditiv tehnicianului acustician audioprotezist, în vederea eliminării. O eliminare corespunzătoare protejează mediul înconjurător și sănătatea.



Producător:

Phonak AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Switzerland

www.phonak.com

Importator pentru România:

